



FICHA TECNICA CONSUMIBLES EQUIPOS PRESION POSITIVA

MARCA: Yuwell

NOMBRE ACCESORIO: Filtro de aire, Manguera corrugada, Camara de agua.

MODELO: modelos compatibles BreathCare ET5, YH-680, YH-925, HY-930

FABRICANTE: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2021DM-0023594

CONTENIDO ESPECÍFICO CONSUMIBLES/REPUESTO

Filtro de Aire-Consumible

- **Función:** Retención de partículas de polvo y alérgenos.
- **Material:** Fibra sintética de polipropileno no tejida.
- **Frecuencia de cambio:** Mensual (o según saturación/cambio de color).
- **Nota de Seguridad:** No lavar ni reutilizar. El uso de filtros saturados puede afectar el rendimiento del motor y reducir su vida útil.

Manguera Corrugada-Consumible

- **Conexión:** Diámetro estándar de 22 mm (**ISO 5356-1**)
- **Longitud:** Generalmente 1.8 metros.
- **Material:** Polímero de grado médico **libre de látex y BPA.**
- **Limpieza:** Lavar semanalmente con agua tibia y jabón suave. Secar a la sombra sin luz solar directa.

Cámara de Agua-Repuesto

- **Capacidad:** 300 ml.
- **Material:** Policarbonato de alta resistencia y placa base de **aleación de aluminio** para transferencia térmica eficiente.
- **Características:** Diseño antiderrame y fácil desmontaje para limpieza.
- **Mantenimiento:** Usar agua destilada para evitar acumulación de minerales. Vaciar el agua sobrante diariamente para evitar la proliferación bacteriana

CLASIFICACION RIESGO

COMPONENTE	RIESGO
Filtro de Aire	Clase I
Manguera Corrugada	Clase IIA
Cámara de Agua	Clase IIA



VIDA UTIL

CONSUMIBLES	FRECUENCIA SUGERIDA	ACCION RECOMENDADA
Filtro de Aire	2 meses	Inspección semanal / No lavable
Manguera Corrugada	6 a 12 meses	Lavado semanal con jabón suave
Cámara de Agua	6 a 12 meses	Uso preferente de agua destilada

NOTA: Los tiempos de reemplazo mencionados anteriormente son estimaciones basadas en condiciones óptimas de uso. La vida útil real de estos componentes dependerá directamente del rigor en los protocolos de limpieza, la calidad de los insumos utilizados (tipo de jabón o agua), la frecuencia de uso del equipo y las condiciones ambientales del lugar de residencia del paciente (humedad, polvo, etc.). Se recomienda la sustitución inmediata ante cualquier signo de deterioro físico, cambio de coloración o fugas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Ambiente:** Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- **Temperatura:** Entre -20°C y 55°C (según el estándar de Yuwell para transporte y almacenamiento).
- **Humedad:** Mantener en un rango de humedad relativa $\leq 80\%$, sin condensación.
- **Protección:** Mantener en su empaque original hasta el momento de su uso para evitar la contaminación por polvo o microorganismos del ambiente

DISPOSICIÓN FINAL Y DESECHO

- **Clasificación de Residuos:**
 - **Uso en Casa:** Deben ser tratados como residuos sólidos convencionales. Se recomienda lavar y secar la manguera y cámara de agua antes de desecharlas para evitar proliferación de hongos en los contenedores de basura.
 - **Uso Hospitalario/Clínico:** Deben desecharse según el protocolo de Residuos Peligrosos - Biosanitarios (Caneca Roja) de la institución, ya que han estado en contacto con fluidos biológicos o exhalaciones del paciente.
- **Impacto Ambiental:** Los componentes de policarbonato (cámara) y polímeros (manguera) son aptos para procesos de reciclaje plástico una vez desinfectados, dependiendo de la normativa local de manejo de residuos.