

DESCRIPCIÓN TÉCNICA - Mascarilla

Uso previsto:

Una mascarilla es un accesorio no invasivo que se utiliza para canalizar el flujo de aire (con o sin oxígeno suplementario) hacia un paciente desde un dispositivo generador de presión positiva (PAP), con una presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o un sistema respiratorio. Dos niveles de presión (BPAP).

La mascarilla debe ser utilizada por pacientes (que pesen más de 30 kg), destinada a ser reutilizada por un solo paciente en el entorno doméstico o por varios pacientes en un entorno hospitalario/institucional.

Especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES	YF-01	YF-02	YN-02	YN-03	YP-01
Tipo	Full face		Nasal		Nasal Pillows
Información del espacio muerto	208 mL.		142 mL		16 mL
El espacio muerto es el volumen vacío de la máscara hasta el pivote.	4 to 30 cmH2O				4 to 20 cmH2O
El espacio muerto de la máscara varía según el tamaño de las almohadillas, pero es inferior al	Caída de presión medida a 50 L/min: ≤0,5 cmH2O a 100 L/min: ≤1,5 cmH2O				Caída de presión medida a 50 L/min: ≤1,0 cmH2O a 100 L/min: ≤3,5 cmH2O
Presión de terapia	Inspiratorio a 50 L/min: ≤2 cmH2O Espiratorio a 50 L/min: ≤2 cmH2O	-	-	-	
Resistencia	≤2 cmH2O	-	-	-	
Resistencia inspiratoria y espiratoria con la válvula sin reinhalación abierta a la presión atmosférica	≤2 cmH2O	-	-	-	
La válvula sin reinhalación se abre a la presión atmosférica.	VALORES DE EMISIONES DE RUIDO DE NÚMERO DOBLE DECLARADOS de acuerdo con la norma ISO 4871. El nivel de potencia sonora ponderado A de la máscara es inferior a 38 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA. El nivel de presión sonora ponderado A de la máscara a una distancia de 1 m es inferior a 30 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA.				
La válvula sin reinhalación cerrada a la presión atmosférica	Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C (41°F a 104°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% de humedad relativa sin condensación Almacenamiento y transporte: -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)				

BRASIL

Rod Visconde de Porto Seguro, 2660
Sítio Recreio dos Cafezais, Valinhos-SP
sac@gaslive.com.br
Tel: 19 3829 5454
gaslive.com.br

COLOMBIA

Transversal 60 Av. Suba No. 106A - 8 28 Of. 507.
Bogotá, Colombia
soporte1@gaslive.com.co
comercial1@gaslive.com.co
Tel: 6016139373
gaslive.com.co

MEXICO

Vasco de Gama 2950 Fracc. 18 de Marzo
Guadalajara - Jalisco, México
soporte@gaslive.com.mx
comercial@gaslive.com.mx
Tel: 33 36458592 | 33 33628193
gaslive.com.mx



	Humedad de almacenamiento y transporte: 10%~90% de humedad relativa sin condensación
Nota: El sistema de mascarilla no contiene materiales de látex de caucho natural, PVC o DEHP.	

 BRASIL

Rod Visconde de Porto Seguro, 2660
Sitio Recreio dos Cafezais, Valinhos-SP
sac@gaslive.com.br
Tel: 19 3829 5454
gaslive.com.br

 COLOMBIA

Transversal 60 Av. Suba No. 106A -8 28 Of. 507.
Bogota, Colombia
soporte1@gaslive.com.co
comercial1@gaslive.com.co
Tel: 6016139373
gaslive.com.co

 MEXICO

Vasco de Gama 2950 Fracc. 18 de Marzo
Guadalajara - Jalisco, México
soporte@gaslive.com.mx
comercial@gaslive.com.mx
Tel: 33 36458592 | 33 33628193
gaslive.com.mx